



K-PL100



La nuova gruetta K-PL100 facilita il trasferimento dalla carrozzina al sedile dell'auto e viceversa, consentendo all'utilizzatore di entrare e/o uscire dall'abitacolo senza alcuna difficoltà.

Il dispositivo può essere installato su vetture a 3 o a 5 porte o in caso di necessità anche in corrispondenza di eventuali porte scorrevoli posteriori.

Questo sistema si compone di una staffa mobile, di un braccio articolato, di un'imbragatura (taglia S, M o L) e di una pulsantiera. Utilizzare la nuova gruetta è semplice, dopo aver avvicinato la persona in carrozzina alla vettura, l'accompagnatore posizionerà l'imbragatura dietro la schiena del passeggero facendo scivolare le estremità inferiori sotto le cosce e le estremità superiori sotto le ascelle. Dopodiché si provvederà ad agganciare gli appositi ganci delle cinture (con lunghezza regolabile) ai perni presenti sul braccio del sollevatore. Il movimento di salita e discesa viene controllato elettricamente attraverso la pulsantiera, mentre quello laterale di entrata e uscita viene gestito manualmente.

Il supporto della gruetta (ti tipo a sgancio rapido) viene progettato e costruito a seconda del veicolo. Durante il viaggio o in caso di inutilizzo, sia la staffa mobile che la gruetta possono essere smontate e riposte nel bagagliaio, così da non creare ingombro.

Tramite alcuni Optional (acquistabili anche separatamente in un secondo momento) la gruetta K-PL100 può essere usata anche come gruetta solleva persone in casa o all'esterno, in abbinamento ad una staffa a muro o ad un carrello mobile. Nel primo caso il braccio articolato della gruetta viene inserito in una staffa, che a sua volta è fissata, all'altezza desiderata, al muro nel luogo in cui il dispositivo deve essere utilizzato. Nel secondo caso, invece, il braccio della gruetta viene inserito in un particolare carrello dotato di ruote che ne permette l'utilizzo in qualsiasi luogo.

La gruetta K-PL100 ha un peso di soli 12.5 kg, una portata massima di 100 kg con una escursione verticale di 50 cm. Questo prodotto ha superato i test compatibilità elettromagnetica, è marchiato CE



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning most of the page width.



Via Staffette Partigiane, 62

41122 Modena (MO)

Tel. 059.31.01.06 Fax 059.31.16.42

Cell. e WhatsApp 328.75.24.344

info@veicolidisabili.com - www.salendiecalzolari.it