



## T-MPL AUTOCHAIR

# T-MPL AUTOCHAIR



Questa gruetta elettrica permette di eseguire gli spostamenti da carrozzina a sedile auto e viceversa, senza gravare alla persona in carrozzina nè tanto meno all'operatore che effettua le operazioni di carico e scarico. Unica nel suo genere per le varie regolazioni possibili e per la portata pari a 150 Kg.

Il dispositivo è composto da un supporto specifico in auto, da un braccio articolato e da una imbragatura. Il funzionamento avviene tramite una semplice pulsantiera.

Quando non utilizzata può essere comodamente riposta nel vano baule. A scelta è possibile avere 4 diversi tipi di imbragatura: standard (fornita nel kit), imbragatura per doppia amputazione, imbragatura con rivestimento in pelliccia o imbragatura con rivestimento in maglia.

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning most of the page width.



Via Staffette Partigiane, 62

41122 Modena (MO)

Tel. 059.31.01.06 Fax 059.31.16.42

Cell. e WhatsApp 328.75.24.344

[info@veicolidisabili.com](mailto:info@veicolidisabili.com) - [www.salendiecalzolari.it](http://www.salendiecalzolari.it)